



en EXPLANATION OF SYMBOLS ON PACKAGE LABELING\es EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS DE LA ETIQUETA DEL ENVASE\fr EXPLICATION DES SYMBOLES SUR L'ÉTIQUETTE DE L'EMBALLAGE\ru УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЯРЛЫКЕ УПАКОВКИ			
en Refer to the outer package label to see which symbols apply to this product.\es Consulte la etiqueta exterior del envase para ver qué símbolos se aplican a este producto.\fr Se reporter à l'étiquette de l'emballage extérieur pour consulter les symboles qui s'appliquent à ce produit.\ru Чтобы определить, какие символы относятся к данному продукту, см. ярлык на внешней стороне упаковки.			
	en Manufacturer\ es Fabricante\ fr Fabricant\ ru Производитель		en Country And Date of Manufacture\ es País y fecha de fabricación\ fr Pays et date de fabrication\ ru Страна и дата производства
	en Caution\ es Precaución\ fr Mise en garde\ ru Внимание		en Not made with natural rubber latex\ es No contiene látex de caucho natural\ fr Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel\ ru Изготовлено без применения натурального каучукового латекса
	en Non-pyrogenic\ es Apirógeno\ fr Apyrogène\ ru Непирогенно		en Sterilized using Ethylene Oxide\ es Esterilizado con óxido de etileno\ fr Stérilisé à l'oxyde d'éthylène\ ru Стерилизовано с использованием этиленоксида
	en Refer to instruction manual\ es Consulte el manual de instrucciones\ fr Consulter le mode d'emploi\ ru См. инструкцию по эксплуатации		en Waste Electrical and Electronic Equipment\ es Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos\ fr Déchets d'équipements électroniques et électriques (DEEE)\ ru Утилизация электрического и электронного оборудования
	en Do not re-use\ es No reutilice el producto\ fr Ne pas réutiliser\ ru Только для одноразового использования		en Do not re-sterilize\ es No reesterilizar\ fr Ne pas restériliser\ ru Запрещается повторно стерилизовать
	en Do not use if package is damaged\ es No utilizar si el envase está dañado\ fr Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé\ ru Не используйте при повреждении упаковки		en Use-by date\ es Fecha de caducidad\ fr Date de péremption\ ru Срок годности
	en Lot Number\ es Número de lote\ fr Numéro de lot\ ru Номер партии		en Catalogue Number\ es Número de catálogo\ fr Référence catalogue\ ru Номер по каталогу
	en Model Number\ es Número de modelo\ fr Numéro de modèle\ ru Номер модели		en Unique Device Identifier\ es Identificador único del dispositivo\ fr Identifiant unique du dispositif (UDI)\ ru Уникальный идентификатор устройства
	en Type CF Applied Part\ es Parte aplicada de tipo CF\ fr Partie appliquée de type CF\ ru Рабочая часть типа CF		en Keep dry\ es Manténgase seco\ fr Conserver au sec\ ru Бережь от влаги
 en Transit Temperature limit\ es Límite de temperatura a efectos de transporte\ fr Limite de température durant le transport\ ru Температурный диапазон при транспортировке		 en Transit Humidity limit\ es Límite de humedad a efectos de transporte\ fr Limite d'humidité durant le transport\ ru Диапазон влажности при транспортировке	
 en Operational Pressure Limit\ es Límite de presión de funcionamiento\ fr Limites de pression opérationnelle\ ru Ограничения по давлению при эксплуатации		Rx ONLY en Prescription Use Only\ es Uso exclusivo con receta\ fr Uniquement sur ordonnance\ ru Отпускается только по рецепту	



AtriCure Inc.
7555 Innovation Way
Mason, Ohio 45040 USA
+1 866 349 2342
+1 513 755 4100